



NYHET!

Artex® iTero®

Modell adapter

Produktbeskrivning

- Över och underkäks modeller fräses fram med intraoral iTero skannings data.
- Artex iTero modelladaptern har utvecklats för montering av modeller direkt i Artex artikulator.
- Adaptern har en Splitex profil och är konstruerade till Artex carbons mått (insidans höjd 126 mm).
- Frästa modeller är knutna till Artex iTero Modelladaptern via styrstift.
- Modellerna är alltid monterade i ocklusionsplanet med hjälp av adapter setet.
- Adapters märkta med TOP placeras i överarmen på Artex och stöder den övre modellen.
- iTero modeller som monteras i Artex artikulator kan användas för att kontrollera ocklusala kontaktpunkter och exkursionsrörelser
- Modellen kan avskiljas från adaptern genom att trycka på ejektorn.

För mer info:
www.denthouse.se

Denthouse


AMANNGIRRBACH